



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: BANHO MARIA MODELO: SL-150/28 MARCA: SOLAB	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Solab; MODELO: SL-150/28

1.2. Fornecedor: Solab científica equipamento.P/ laboratório eireli.

1.3. Endereço: Rua José Zaguetti, 401 Parque Conceição , PIRACICABA/ SP, CEP: 13412-401..

1.4.Site: www.solabcientifica.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Utilizado em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;

3.2- Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas);

3.3- Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm.

3.4- Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido.

3.5- Resistência blindada em aço inox AISI 304.

3.6- Relé de estado sólido.

3.7- Pés nivelador de borracha.

3.8- Dreno através de registro esfera.

3.1- PAINEL

3.1.1- Controle de temperatura digital com sistema PID;

3.1.2- Chave geral Liga/Desliga



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1.- Não ligue o equipamento sem água! Coloque água até o recobrimento da prateleira e da resistência.

4.2.- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.

4.3.- Conecte o cabo de alimentação à tomada.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Preencha o banho maria com água o suficiente para cobrir totalmente a resistência.

4.2.2- Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e na chave geral, localizada na parte inferior do equipamento.

4.2.3- Pressione a tecla “F” e ajuste a temperatura através das teclas ▲ e ▼.

4.2.4- Pressione a tecla “F” por 5 segundos para salvar e voltar à tela inicial.

4.2.5- Nota 01: No display superior é indicado o valor da temperatura no bloco e no display inferior o valor programado de temperatura.

4.2.6- Nota 01: Parâmetros de ajuste: sP = temperatura; Rate = taxa de variação °C min-1 ; Time = tempo; dsP = display para selecionar variável a ser apresentada na tela principal; aL.sP = temperatura em que um alarme é acionado.

4.2.7- Para entrar no parâmetro, clique em “F”. O valor atual do parâmetro piscará na tela

4.2.8- Ajuste o parâmetro de trabalho através das teclas ▲ e ▼.

4.2.9- Para ligar o timer, pressione a tecla “T” por no mínimo 3 segundos.



Fonte: Manual do Fabricante.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento e desconecte da tomada.

5.2- Com o equipamento desligado e sem água, usar uma flanela úmida com sabão neutro e água morna.

5.3- Descarte a água do banho-maria pela válvula de descarte.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Nunca esquecer de colocar água.

6.2- Água destilada é recomendada para evitar acúmulo de minerais.

6.3- Controle e monitore a temperatura com precisão

6.4- Faça manutenção e limpeza regularmente.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica SOLAB, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.