



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: CENTRÍFUGA MANUAL MODELO: SIMPLEX II MARCA: ITR	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: ITR; MODELO simplex II

1.2. Fornecedor: Instrumento para laboratório TR Ltda.

1.3. Endereço: AV. presidentes Vargas, 3.480- Estelo- RS - Brasil

1.4.Site: itr@itrsa.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A centrífuga é frequentemente usada na preparação de amostras para análise. Por exemplo, pode ser usada para separar o soro do sangue, o sobrenadante de uma cultura celular, ou para concentrar células ou microrganismos.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Capacidade máxima: 24 caçapa (porta tubo)

3.2- Velocidade nominal: 1.100 r.p.m.

3.3- Freio: Elétrico

3.4- Raio: 122,5mm

3.5- Força G: 318 RCF

3.6- chapa de aço com pintura eletrostática e internamente em aço inox 3041.

3.1.1.CONTROLE :

3.1.2- Botão liga/desliga: Aciona ou desliga o equipamento.

3.1.3- Tampa com trava: Deve estar bem fechada para funcionar com segurança.

3.1.4- Freio (automático): Reduz a rotação rapidamente após o desligamento.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1. Deve ser utilizada em uma bancada nivelada.

4.1.2. Antes de ligar o equipamento, verifique a rede elétrica (tensão/ potência) na qual será ligada a centrífuga, se possui as características idênticas as especificações na etiqueta de identificação, existente ao lado do cabo de força.

4.1.3. O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado em uma tomada fixada permanente na parede ou bancada.

OBS: Use a tomada de três pinos aterrada, não use tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1. Prepare as amostras em tubos apropriados.

4.2.2. Equilibre os tubos em pares opostos com volumes iguais.

4.2.3. Coloque os tubos no rotor da centrífuga.

4.2.4. Feche a tampa e trave bem.

4.2.5. Ligue a centrífuga pelo botão frontal.

4.2.6. Cronometre o tempo de centrifugação.

4.2.7. Para desligar, o freio automático será acionado e a rotação diminuirá até parar.

4.2.8. Espere o rotor parar completamente antes de abrir.

4.2.9. Retire os tubos com cuidado.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Limpa com pano macio não abrasivo ou papel absorvente.

Obs.: nunca fazer a limpeza com o equipamento ligado.

5.2. Álcool 70% (líquido ou spray)

5.3. Detergente neutro e água morna

5.4. Escova de cerdas macias ou cotonete (para áreas de difícil acesso)

5.5. Se removível, retire o rotor com cuidado e lave com água quente e detergente neutro. Enxágue bem e seque com pano limpo.

5.6. Limpe a parte interna da centrífuga (onde ficam os tubos) com pano limpo e álcool 70%

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Sempre balanceie os tubos.

6.2. Nunca abra a tampa durante a rotação.

6.3. Evite usar o freio (ou desligar abruptamente) com amostras sensíveis que possam se re-misturar.

6.4. O equipamento deve ser mantido desligado quando não estiver em uso.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica Itr, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.