



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MODELO: NI 2000 MARCA: NOVA	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

- 1.1. Fabricante: Nova; MODELO: NI 2000
- 1.2. Fornecedor: Nova instruments..
- 1.3. Endereço: Piracicaba/ SP Brasil
- 1.4.Site:htt// www. nova instruments.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

- 2.1. O espectrofotômetro é amplamente utilizado por sua capacidade de medir a absorbância da luz por substâncias em solução, permitindo a identificação e quantificação de compostos de forma precisa e rápida.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Botão Liga/Desliga

3.2- Compartimento

3.3- Botão do suporte de cubetas

3.4- LCD

3.5- Ventilador.

3.6- Seletor de voltagem.

3.2.3- Tecla de deslocamento

3.7- Porta paralela

3.2- PAINEL

3.2.1- Tecla de edição

3.2.2- Tecla de seleção



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1.- Conecte o cabo de alimentação à tomada.

4.2- O espectrofotômetro deve ser operado em bancada firme e nivelada.

4.3- . Não usar tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Ligar o aparelho, tomando cuidado em observar a voltagem correta. Permitir que o aparelho aqueça pelo tempo programado no sistema, geralmente 20 minutos

4.2.2- Definir o comprimento de onda através da tecla GOTO e depois ▲ e ▼.

para aumentar ou diminuir o comprimento e em segunda OK para confirmar.

4.2.3- Selecionar o modo de operação desejado como transmitância, absorbância ou concentração.

4.2.4- Escolher cubetas correspondentes ao caminho óptico adequado para o método de análise que está usando. Você tem que usar a mesma cubeta de caminho óptico para todos os espaços em branco, padrões e amostras.

4.2.5- - Encher a cubeta com uma solução em branco e colocar em posição na célula detentora.

4.2.6- - Colocar a solução em branco no caminho de luz, ajustar 100% T/O Abs ou ZERO para zerar a solução em branco.

4.2.7- Proceder as leituras das amostras apertando ENTER.

4.2.8- A solução deve ser de pelo menos 20 mm de altura em uma cubeta quadrada padrão.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento e desconecte da tomada.

5.2- Limpar o equipamento com uma flanela úmida com detergente neutro e água morna.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Exterior: Use um pano macio e seco ou levemente umedecido com álcool isopropílico.

6.2- Cuvetes: Limpar sempre após o uso, evitando resíduos que possam interferir nas medições.

6.3- Compartimento óptico: Manter fechado para evitar poeira; nunca tocar nas lentes com os dedos.

6.4- Faça manutenção e limpeza regularmente.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.