



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS  
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS                                                 |                                                                       |                                                                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO                                                             | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO                                       | POP. LAB<br>LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA |                                    |
| EQUIPAMENTO:<br><b>FORNO MICROONDAS</b><br>MODELO: MEF41<br>MARCA: ELECTROLUX | PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | EMISSÃO:<br>08/07/2025<br><br>VERSÃO:01<br>1                             | PRÓXIMA REVISÃO:<br><br>08/07/2027 |

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

### 1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Electrolux ; MODELO MEF41

1.2. Fornecedor: Electrolux da Amazônia Ltda.

1.3. Endereço: R. Jutai, 275 - Distrito Industrial, Manaus - AM, 69075-130

1.4.Site: <http://loja.electrolux.com.br>

### 2. Aplicação do Equipamento:

2.1- O forno micro-ondas é utilizado para aquecimento e diversos tipos de materiais.

### 3. Componentes do Equipamento:

3.1- Display

3.2- Painel de Controle

3.3- Dispositivo de Segurança

3.4- Travas de Segurança

3.5- Prato Giratório

3.6- Poros Ventilação



Fonte: Manual do Fabricante

## **4. Procedimento para Utilização do Equipamento**

### **4.1. INSTALAÇÃO:**

4.1.1. Instale seu micro-ondas sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação na tomada.

4.1.2. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete (quando houver).

### **4.2. MODO DE OPERAÇÃO:**

4.2.1. Colocar o recipiente com material em cima da bandeja do microondas, e em seguida fechar a porta do microondas.

4.2.2. Selecionar o tempo adequado.

4.2.3. Caso necessite parar ou cancelar o processo aperte a tecla correspondente. No caso de parar o processo, para iniciar basta apertar a tecla ligar novamente

#### 4.3 MATERIAIS QUE NÃO PODEM IR AO EQUIPAMENTO

4.3.1. Metais;

4.3.2. Plásticos;

### **5. Procedimento para Limpeza do Equipamento**

5.1. Para limpeza da parte interna, usar somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogar água dentro do forno.

5.2. Para limpeza do gabinete e porta, usar um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, usar um pano somente umedecido em água e, para finalizar, secar utilizando um pano seco ou papel toalha;

5.3. Nunca utilizar produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores.

### **6. Cuidados na Utilização do Equipamento**

6.1. Nunca utilizar o equipamento sem a presença de um professor ou técnico de laboratório. O equipamento oferece risco de choque quando utilizado de forma inadequada.

6.2. O equipamento deve ser mantido desligado da tomada enquanto não estiver em uso. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico.

### **7. Manutenção Preventiva do Equipamento:**

7.1- Para conservar o micro-ondas, mantenha-o sempre limpo, evite ligá-lo vazio, não use metais. Verifique a vedação da porta, deixe as saídas de ar livres e desligue da tomada quando não usar por muito tempo. Faça manutenção periódica para garantir segurança e durabilidade.

## **8. Referências:**

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.