



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: SELADORA A VÁCUO MODELO: P- 280 MARCA: CETRO MÁQUINAS	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Cetro máquinas

1.2. Fornecedor: Cetro Soluções em Embalagens LTDA

1.3. Endereço: Belo Horizonte: R. Manaus, 196 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG

1.4. Site: atendimento@cetro.com.

2. Aplicação do Equipamento:

2.1 Conservação de materiais autoclavados (como vidrarias, ponteiros ou instrumentos), garantindo que se mantenham estéreis até o uso.

.3. Componentes do Equipamento:

3.1. PARTES INTERNAS E EXTERNAS:

3.1.1. Câmara de Selagem

3.1.2. Tampa com Trava de Segurança

3.1.3. Barra de Selagem

3.1.4. Reservatório ou canal de coleta de líquidos.

3.2. PAINEL:

3.2.1. Parar

3.2.2. Iniciar

3.2.3. Tempo de selagem

3.2.4. Aumentar tempo de selagem

3.2.5. Diminuir tempo de selagem



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

- 4.1.1. Coloque a seladora sobre uma superfície plana, limpa e seca.
- 4.1.2. Evite locais úmidos ou perto de fontes de calor.
- 4.1.3. Plugue o cabo de alimentação em uma tomada elétrica adequada (verifique a voltagem no manual do fabricante).

4.3. MODO DE OPERAÇÃO:

- 4.3.1. Ligue o aparelho na tomada (verifique a voltagem).
- 4.3.2. Coloque o produto desejado no saco próprio para vácuo.
- 4.3.3. Insira a borda do saco na área de sucção da máquina.
- 4.3.4. Feche a tampa e pressione iniciar
- 4.3.5. Aguarde o fim do processo (a máquina remove o ar e sela automaticamente).
- 4.3.6. Retire o saco selado ao final.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

- 5.1. Ao efetuar a limpeza desligue o equipamento da rede elétrica.
- 5.2. Use um pano macio, levemente úmido (não molhado).
- 5.3. Nunca use produtos abrasivos ou solventes.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

- 6.1. Use somente sacos próprios para vácuo, com textura adequada para selagem.
- 6.2. Não opere o equipamento com as mãos molhadas ou em ambiente úmido.
- 6.3. Evite líquidos no processo de vácuo, a menos que o modelo seja compatível com isso.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

- 7.1. Verifique a barra de selagem: substitua se estiver desgastada.

7.2. Cheque a borracha de vedação:troque se estiver ressecada ou rachada.

7.3. Nunca abra o aparelho para reparos internos;procure assistência técnica autorizada.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.