



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: CÂMERA ESCURA UV MODELO: CE-850-L MARCA: CIENLAB	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Cienlab; MODELO: CE-850-L

1.2. Fornecedor: Cienlab Comércio para Laboratorio LTDA.

1.3. Endereço: Rua José Vitti Neto, 64, Pq São Paulo, Campinas - SP, CEP: 13.052-472.

1.4.Site: <http://www.cienlab.com.br>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Câmara escura para análise UV é um equipamento de laboratório de química, física e biologia molecular para proteger amostras sensíveis à luz ultravioleta (UV) da exposição direta à luz visível e UV. A luz UV é usada em muitos tipos de análises, como espectroscopia UV-visível, cromatografia de alta performance

(HPLC) e fluorescência, mas muitas amostras podem ser danificadas ou degradadas pela exposição prolongada à luz UV.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- GABINETE E PAINEL DE CONTROLE

3.1.1- Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi;

3.1.2- Câmara interna construída em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizações

3.1.3- Equipamento dotado de duas lâmpadas emissora de raios UV:

3.1.4- Uma lâmpada com comprimento de onda de 254 nm, com potência de 8 watts;

3.1.5- Uma lâmpada com comprimento de onda de 365 nm, com potência de 8 watts;

3.1.6- Acionamento das lâmpadas através de comando eletrônico;

3.3- ACESSÓRIOS INCLUSOS

3.3.1- Pode ser com abertura frontal ou aberturas laterais (todas as aberturas com porta de correr);

3.3.2- Esse equipamento pode ser equipado com adaptador para câmaras fotográficas profissionais.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1.- Certifique-se de que a câmara escura está limpa e livre de contaminantes.

4.2- Verifique se a lâmpada UV está devidamente instalada e funcional.

4.3- Conecte o cabo de alimentação à tomada.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Coloque a amostra (resina, filme, placa, etc.) na câmara.

4.2.2- Feche totalmente a câmara para bloquear luz externa.

4.2.3- Ajuste o tempo e intensidade UV conforme o processo

4.2.4- Ligue a luz UV e aguarde o tempo programado

4.2.5- Desligue a luz, retire a amostra e prossiga com revelação, cura ou análise.

4.2.6- Use óculos e luvas de proteção. Nunca abra a câmara com a luz UV ligada

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento e desconecte da tomada.

5.2- Retire resíduos e amostras do interior.

5.3- Limpe as superfícies internas com pano macio e álcool isopropílico.

5.4- Limpe as lâmpadas/LEDs com cuidado (sem tocar com os dedos).

5.5- . Nunca use água diretamente ou produtos abrasivo

5.6- Aguarde a secagem completa antes de religar.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Nunca abra a câmara com a luz UV ligada.

6.2- Evite tocar nas lâmpadas com as mãos.

6.3- Verifique o funcionamento antes de usar.

6.4- Faça manutenção e limpeza regularmente.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica CIENLAB, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.