



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS  
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

| LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO                                |                                                                                   |                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO                                                        | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO                                                   | POP. LAB<br>LOCAL: DIRETORIA DOS<br>LABORATÓRIOS DO IFTO -<br>CAMPUS ARAGUAÍNA |                                       |
| EQUIPAMENTO: <b>CENTRÍFUGA</b><br>MODELO: PIN MAX 80-2B<br>MARCA: MEDMAX | PROCEDIMENTO<br>GERAIS DE PRÁTICAS<br>ADEQUADAS DE<br>SEGURANÇA EM<br>LABORATÓRIO | EMIÇÃO:<br>08/07/2025<br><br>VERSÃO:011                                        | PRÓXIMA<br>REVISÃO:<br><br>08/07/2027 |

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

### 1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Med Max laboratorial MODELO: Pin max 80-2B

1.2. Fornecedor: MEDMAX comércio e Equip.Médicos e similares EIRELI-ME

1.3. Endereço: Avenida Cauaxi, 293- sala 1808 andar- Alphaville CEP: 06454-020- Barueri/ SP

1.4.Site: [www.medmaxnet.com.br](http://www.medmaxnet.com.br)

### 2. Aplicação do Equipamento:

2.1. O equipamento possibilita a separação de substâncias biológicas ou não ou misturas de substâncias com partículas em suspensão que estão em um determinado líquido ou para separar líquidos que tenham diferentes densidades.

### **3. Componentes do Equipamento:**

#### **3.1- PAINEL DE CONTROLE**

3.1.1- Tampa;

3.1.2- Luz indicadora;

3.1.3- botão Ligar/Desligar;

3.1.4- Ajustamento de velocidade;

3.1.5- display analogico de velocidade;

3.1.6- Ajuste de tempo;



Fonte: Manual do Fabricante.

### **4. Procedimento para Utilização do Equipamento**

#### **4.1. INSTALAÇÃO:**

4.1.1- Posicione a centrífuga sobre uma bancada estável, nivelada e livre de vibrações.

4.1.2- certifique-se de que a voltagem da tomada é compatível com o equipamento.

#### **4.2 MODO DE OPERAÇÃO:**

- 4.2.1- Conectar a centrífuga ao cabo de alimentação e esse à tomada padrão;
- 4.2.2- Ligar o interruptor presente na lateral do equipamento colocando-o na posição “I”.
- 4.2.3- Os dados de configuração referentes à centrifugação serão apresentados no procedimento padrão da prática disponibilizada pelo responsável.
- 4.2.4- Adicionar o material a ser centrifugado;
- 4.2.5- Deve-se balancear sempre os pesos das amostras a serem centrifugadas, equilibrando-as com contrapesos de mesmo valor.
- 4.2.6- Fechar a tampa da centrífuga levemente pressionando a borda frontal da tampa para baixo.
- 4.2.7- Selecionar o padrão de RPM e o tempo indicado pelo responsável.
- 4.2.8- Finalizada a centrifugação, desacelere até que pare e retire as amostras com cuidado para evitar que o centrifugado ressuspensa na solução da amostra.

## **5. Procedimento para Limpeza do Equipamento**

- 5.1- Manter o equipamento limpo e seco.
- 5.2- Não utilizar água, álcool, acetona ou qualquer outra substância.
- 5.3 - Se o interior da centrífuga estiver úmido devido o vazamento de amostras, informar imediatamente o responsável pelo laboratório. Deve-se deixar a tampa da centrífuga aberta após desligar o equipamento para esperar a umidade evaporar e evitar que enferruje.

## **6. Cuidados na Utilização do Equipamento**

- 6.1- Sempre equilibre os tubos no rotor antes de iniciar a centrifugação.
- 6.2- Use tubos de mesmo volume e peso colocados em posições opostas.
- 6.3- Certifique-se de que a tampa esteja corretamente fechada e travada antes de iniciar.
- 6.4- Nunca force a abertura durante o funcionamento

## **7. Manutenção Preventiva do Equipamento:**

7.1- A centrífuga deve ser inspecionada regularmente, com atenção aos cabos, plugues e estrutura externa. A câmara interna deve permanecer limpa e sem resíduos. É essencial evitar sobrecarga e seguir os limites de velocidade e temperatura do fabricante, garantindo a segurança do uso e a durabilidade do equipamento.

## **8. Referências:**

- 8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.
- 8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.