



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: MANTA AQUECEDORA MODELO: MARCA: FAITHFUL	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Faithful ; MODELO:

1.2. Fornecedor: Huanghua Faithful Instrument Co., Ltd.

1.3. Endereço: Xangai, China

1.4.Site: sales@faithful.cc

2. Aplicação do Equipamento:

2.1.A Para aquecimento de balões de fundo redondo até 500 oC, com capacidade 125 mL (modelo 125).

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PAINEL DE CONTROLE E PEÇAS:

3.1.1- Corpo em alumínio com pintura epóxi que apresenta resistência química; Isolação com lã de vidro;

3.1.2- Resistências em fio de Kanthal, embutida em cadaços de fibra de vidro e alojadas no ninho com formato circular;

3.1.3- Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136; Alimentação 127 ou 220 volts;

3.1.4- Temperatura no ninho 500°C.

3.3- COMPONENTES

3.3.1- Resistência elétrica embutida no tecido

3.3.2- Tensão geralmente 110V ou 220V, conforme especificado



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Escolha uma superfície plana, firme e resistente ao calor para posicionar a manta

4.1.2- Verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a manta.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Verifique se a voltagem da rede é compatível com a manta.

4.2.2- Ligar a manta na tomada. Colocar o potenciômetro na posição inicial.

4.2.3- Aumentar gradativamente a posição do potenciômetro até atingir a temperatura de trabalho. Quando a resistência estiver em aquecimento, a lâmpada piloto vermelha estará acesa.

4.2.4- As luzes indicam o status:

- Vermelha (POWER): aquecimento em andamento.

- Verde (HEAT): temperatura ajustada alcançada.

4.2.5- Ao fim do trabalho, o potenciômetro deve voltar para a posição inicial em OFF e deixar esfriar.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue, desconecte e deixe a manta esfriar totalmente.

5.2- Limpe a superfície com pano seco, sem usar água ou produtos químicos.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- . Prestar a atenção se a voltagem do equipamento é igual à da sua rede.

6.2- Não molhar plugs e lâmpadas, não deixar cair líquido no ninho da manta, isto pode ocasionar queima da resistência, curto-circuitos e/ou risco de choque elétrico.

6.3- Nunca ligar a manta aquecedora sem o balão de vidro, ou com balão de outra capacidade diferente de 125 mL.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para garantir o bom funcionamento e prolongar a vida útil do equipamento, verifique regularmente cabos, plugues e revestimentos para identificar desgastes ou danos. Nunca utilize a manta com balão vazio, pois isso pode danificar a resistência interna. Após o uso, faça a limpeza com pano seco e armazene o equipamento em local seco e protegido.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.