



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: SELADORA MODELO: 2X MARCA:QUANTI-TRAY IDEXX	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante:Quanti-Tray ; MODELO:2x

1.2. Fornecedor: DEXX Brasil Laboratórios Ltda.

1.3. Endereço: Av.Brig.Faria Lima, 4300 - 1º Andar São paulo/sp,Brasil

1.4.Site: Idexx.com

2. Aplicação do Equipamento:

2.1.A seladora possibilita contagens bacterianas de forma fácil, rápida e exata.Os sistemas são usados para a quantificação de coliformes, e *coli*, enterococcus, *Pseudomonas aeruginosa* e contagens de placas heterotróficas (Heterotrophic Plate Counts, HPC).

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PEÇAS:

- 3.1.1- Prateleira de entrada onde a bandeja é inserida
- 3.1.2- Rolos aquecidos que selam termicamente a bandeja
- 3.1.3- Cabo de alimentação (compatível com 100-240 V, 50/60 Hz)
- 3.1.4- Tabelas MPN (Número Mais Provável) para interpretação dos resultados
- 3.1.5- Inserção de borracha azul para bandejas (51 poços)
- 3.1.6- Bandeja coletora de respingos, que protege o interior da unidade.

3.3- CAPACIDADE E COMPONENTES

- 3.3.1- Capacidade de vedação: Até 4 bandejas por minutos.
- 3.3.2- Volume de amostra teste 100 ml.
- 3.2.3- Peso 11 kg.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Superfície plana, nivelada, limpa e ventilada.

4.1.2- Idealmente 85% sem condensação

4.1.3- Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre em todos os lados.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Adicione 100 mL da amostra de água a um frasco estéril contendo o reagente.

4.2.2- Agite suavemente até dissolver completamente.

4.2.3- Despeje a amostra.

4.2.4- Insira a bandeja com o inserto de borracha apropriado.

4.2.5- Conte os poços positivos (mudança de cor).

4.2.6- Consulte a tabela de MPN fornecida para determinar o número mais provável de organismos presentes na amostra.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento da tomada e aguarde o completo resfriamento da placa aquecida.

5.2- Limpe a parte externa e a placa de aquecimento com pano macio, levemente umedecido com água e detergente neutro.

5.3- Remova resíduos de plástico, se houver, com cuidado, utilizando uma espátula plástica.

5.4- Seque bem todas as superfícies antes de religar o equipamento.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Não toque na placa aquecida e não insira bandejas danificadas.

6.2- Mantenha o equipamento limpo e seco, longe de líquidos e umidade excessiva.

6.3- Limpe regularmente com pano macio e sem objetos metálicos.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para garantir o funcionamento eficiente e a durabilidade da seladora, realiza a limpeza regular da parte externa e da placa de aquecimento, sempre com o equipamento desligado e frio. Remova cuidadosamente resíduos de plástico, verificando o funcionamento dos controles, certificando-se de que não haja desgastes ou mau contato.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.